

문서 번호: 한필검 23-02-01호

발행일자 : 2023.02.13

수 신: 병(의)원장

참 조: 진단검사의학과, 임상 각 과

제 목: 검사정보 변경 및 수탁중지 안내

1. 귀원의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 우리 기관에서는 시행하는 검사항목 중 검사정보 변경 및 수탁중지 되는 항목이 있어 아래와 같이 안내드리오니, 임상 진료에 참고하시기 바랍니다.

- 아 래 -

◆ 검사정보변경

검사항목	변경 전	변경 후	비 고
AFP-L3 (%) KCL코드 4781	· 검체: Serum 5.0 mL · 검사일/소요일: 월-금/5일 · 주의사항: 생년월일 기재	· 검체: Serum 0.5 mL · 검사일/소요일: 월-금/1일	· 검체 정보 및 검사 소요일 변경 · 2023년 02월 20일 접수분
HCV genotype [Real-time PCR] KCL코드 5254	· 검사일/소요일: 월-금/7일	· 검사일/소요일: 월-금/2일	· 검사 소요일 변경 · 2023년 02월 13일 접수분 (즉시 적용)
EBV EA-DR IgM KCL코드 5096	· 검사방법: EIA (enzyme immunoassay) · 참고치(단위: U/mL): Negative: < 8.00 Equivocal: 8.00~12.00 Positive: > 12.00	· 검사방법: ELISA (enzyme linked immuno-sorbent assay) · 참고치(단위: Index): Negative: < 0.8 Equivocal: 0.8~1.2 Positive: > 1.2	· 시약 및 장비 변경으로 인한 검사정보 변경 · 2023년 02월 28일 접수분
캔서 리스크 스크린 (남) KCL코드 3201	· 검사일/소요일:월,수,금/5일	· 검사일/소요일:월-금/7일	· 검사일정 변경 · 2023년 02월 24일 접수분
캔서 리스크 스크린 (여) KCL코드 3202			

◆ 수탁 중지

검사항목	중지사유	적용일
EBV EBNA IgM KCL코드 5201	시약 공급 중단으로 인한 수탁중지 ※ 대체검사: EBV RT-PCR 정량 (KCL코드 6043)	2023년 2월 10일 접수분 (기접수분부터 적용)
※ EBV RT-PCR 정량 (KCL코드 6043) · 검체: EDTA Plasma 2.0 mL · 보관: 냉장 · 검사방법: Real-time PCR · 보험정보: 누658마 / D658502C · 검사수가: 72,960원 · 검사일/소요일: 월~금/2일 · 참고치 : < 40 IU/mL < 108 copies/mL		

상기관련 문의는 02-559-2321 로 연락 주십시오. 끝.

의료법인 한국필의료재단
한국임상의학연구소 [직인생략]