

문서 번호: KCL 24-10-01호

발행일자 : 2024.10.30

수 신: 병(의)원장

참 조: 진단검사의학과, 임상 각 과, 원무과, 보험심사과

제 목: 검사정보 변경

1. 귀원의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 본 재단에서 시행하는 검사항목에 대한 정보를 아래와 같이 안내드리오니 임상 진료에 참고 하시기 바랍니다.

- 아 래 -

## ◆ 검사정보 변경

검사항목	변경 전	변경 후	비고
유기산 정량분석검사 (organic acid profile) (KCL 코드: 4742)	<ul style="list-style-type: none"><li>- L-lactate</li><li>· 참고치(단위: <math>\mu\text{g}/\text{mg}</math> creatinine): &lt; 13Y: 4.91~39.62 ≥ 13Y: 2.89~33.23</li><li>- D-lactate</li><li>· 참고치(단위: <math>\mu\text{g}/\text{mg}</math> creatinine): &lt; 13Y: 0.17~6.04 ≥ 13Y: 0.12~4.23</li><li>- 8-hydroxy-2-deoxyguanosine:</li><li>· 참고치(단위: <math>\mu\text{g}/\text{mg}</math> creatinine): &lt; 13Y: 0.02~13.20 ≥ 13Y: 0.02~12.18</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- L-lactate</li><li>· 참고치(단위: <math>\mu\text{g}/\text{mg}</math> creatinine): <b>1.71~57.12</b></li><li>- D-lactate</li><li>· 참고치(단위: <math>\mu\text{g}/\text{mg}</math> creatinine): <b>0.14~29.03</b></li><li>- 8-hydroxy-2-deoxyguanosine:</li><li>· 참고치(단위: <math>\text{ng}/\text{mg}</math> creatinine): <b>0.13~13.57</b></li></ul> <p>※ 연령 구분 없음</p> <p><b>【적용일: 11월 11일 접수분】</b></p>	별지결과지 내 참고치 및 단위 변경 (재위탁처 장비 변경)

상기관련 문의는 02-559-2321로 연락 주십시오. 끝.