

문서 번호: KCL 25-04-04호

발행일자 : 2025.04.17

수 신: 병(의)원장

참 조: 진단검사의학과, 임상 각 과, 원무과, 보험심사과

제 목: 검사정보 변경 안내

1. 귀원의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 본 재단에서 시행하는 검사항목에 대한 정보를 아래와 같이 안내드리오니 임상 진료에 참고하시기 바랍니다

- 아 래 -

◆ 검사정보 변경

검사항목	변경 전	변경 후	비고
Stool OB(정량) (KCL 코드: 5121)	· 참 고 치: < 50 ng/mL	· 참 고 치: Negative < 50 ng/mL 【적용일자: 4월17일 접수분 부터】	· 결과보고 방식 변경으로 인한 검사정보 변경 ※ [보고예시] ① 정량수치 49 ng/mL일 경우 결과보고 : Negative 49 ng/mL ② 정량수치 51 ng/mL일 경우 결과보고 : Positive 51 ng/mL
[검진] Stool OB(정량) (KCL 코드: G5121)			

상기관련 문의는 02-559-2321로 연락 주십시오. 끝.