

문서 번호: KCL 25-12-01호

발행일자 : 2025.12.03

수 신: 병(의)원장

참 조: 진단검사의학과, 임상 각 과, 원무과, 보험심사과, 건강검진 담당부서

제 목: 신규 검사항목 안내

1. 귀원의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 본 재단에서 시행하는 검사항목 중 신규 생성되는 검사항목을 아래와 같이 안내해 드리오니 임상 진료에 참고하시기 바랍니다.

- 아 래 -

## ◆ 신규검사

검사항목	검사정보	수가 및 비고
Adenovirus Ag (Stool) (KCL코드: 2462)	<ul style="list-style-type: none"><li>· 검체: Stool 2.0g</li><li>· 검사방법: FIA</li><li>· 검사일/소요일: 월-토/1일</li><li>· 참고치: Negative ≤0.90 COI Indeterminate 0.91-0.99 Positive ≥1.00</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>· 보험정보: 누654가 / D654101DZ (질가산포함)</li><li>· 검사수가: 16,550원</li><li>· 임상적의의: - Adenovirus에 의한 위장관염의 진단. 장내 감염은 혈청형 Adenovirus type 40, 41로부터 흔히 일으킴. 분변-구강 경로를 통해 전염되고 잠복기는 7-8일이며 2-3일간 지속되는 발열, 탈수증상이 나타남.</li></ul> <p>【적용일: 2025년12월1일】</p>

상기관련 문의는 02-559-2321로 연락 주십시오. 끝.