

문서 번호: KCL 26-05-03호

발행일자 : 2026.05.19

수 신: 병(의)원장

참 조: 진단검사의학과, 임상 각 과, 원무과, 보험심사과

제 목: 신규 검사 시행 및 검사항목 변경 안내

1. 귀원의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 본 재단에서 시행하는 검사 항목에 대한 정보를 아래와 같이 안내해 드리오니 임상 진료에 참고하시기를 바랍니다.

- 아 래 -

## ◆ 검사 정보 변경

검사 항목	변경 전	변경 후	비고
<b>CA 19-9</b> (KCL 코드: 5036)	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 검사방법: CLIA</li> <li>· 참고치: 37 U/mL</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 검사방법: <b>ECLIA</b></li> <li>· 참고치: <b>34 U/mL</b></li> </ul> <p>【적용일자: 2026.06.01 접수분】</p>	
<b>VZV IgM(수두)</b> (KCL 코드: 5076)	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 참고치: Negative &lt;1.0 Index Positive ≥1.0</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 참고치: <b>Negative &lt; 0.90 Index</b> <b>Equivocal 0.90-1.09</b> <b>Positive ≥1.10</b></li> </ul> <p>【적용일자: 2026.06.01 접수분】</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 시약 및 장비 변경으로 인한 검사정보 변경</li> </ul>
<b>HIV drug resistance mutation</b> (KCL 코드: 2378)	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 결과보고약제 : 총26개</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 결과보고약제 : <b>총27개</b></li> <li>· 항목추가 : <b>islatravir (ISL)</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 결과보고 약제 추가로 인한 검사정보 변경</li> </ul>

◆ 신규 검사 안내

검사 항목	검사 정보	수가 및 비고
<p><i>Candida auris</i> culture (KCL 코드: 4650)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 검체 정보: 환부 Swab</li> <li>· 보관: 냉장</li> <li>· 검사 요일/소요일: 월-토/4일</li> <li>· 검사방법: Culture &amp; 항균제 최소억제 농도검사</li> <li>· 참고치: 별지결과지 참조</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 보험정보: 누581마(2) / D585400HZ</li> <li>· 검사수가: 20,150원</li> <li>· 임상적의의: <i>Candida auris</i> 감염 및 보균 여부를 확인하기 위한 선별배양검사이다. 【적용 일자: 2026.06.01. 접수분】</li> </ul>
<p><b>[검체 취급 방법]</b></p> <p>미생물 수송용 배지의 면봉을 사용하여 양쪽 겨드랑이와 양쪽 서혜부 모두 도말</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 면봉 팁의 모든 면을 왼쪽 겨드랑이 피부 표면에서 앞뒤로 5회 닦듯이 문지른 후 동일한 방법으로 오른쪽 겨드랑이에서도 반복</li> <li>- 면봉 팁의 모든 면을 왼쪽 서혜부 피부 표면에서 앞뒤로 5회 닦듯이 문지른 후 동일한 방법으로 오른쪽 서혜부에서도 반복</li> </ul>		

상기관련 문의는 02-559-2321로 연락 주십시오. 끝.

의료법인 케이씨엘의료재단  
한국임상의학연구소 [직인생략]