

문서 번호: KCL 26-06-01호

발행일자 : 2026.06.02.

수 신: 병(의)원장

참 조: 진단검사의학과, 임상 각 과, 원무과, 보험심사과

제 목: 검사정보 변경 안내

1. 귀원의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 본 재단에서 시행하는 검사 항목에 대한 정보를 아래와 같이 안내해 드리오니 임상 진료에 참고하시기를 바랍니다.

- 아 래 -

◆ 검사 정보 변경

검사 항목	변경 전	변경 후	비고
Free testosterone (KCL 코드: 4794)	<ul style="list-style-type: none"> · 검사명: Free testosterone [CLIA] · 검사방법: CLIA · 참고치: M : 15.00~50.00 pg/mL F : <4.20 	<ul style="list-style-type: none"> · 검사명: Free testosterone [CMIA] · 검사방법: CMIA · 참고치 M: 18-39 years old: 12.30-46.60 pg/mL 40-59 years old: 9.57-40.60 ≥60 years old: 7.72-31.40 F: 18-39 years old: <5.45 pg/mL ≥40 years old: <4.43 【적용일자: 2026.06.10 접수분】 	<ul style="list-style-type: none"> · 시약 및 장비 변경으로 인한 검사 정보 변경

상기관련 문의는 02-559-2321로 연락 주십시오. 끝.