

문서번호 : 한필검 21-12-03호

발행일자 : 2021.12.27

수 신 : 병(의)원장

참 조 : 진단검사의학과, 임상 각 과

제 목 : 검사정보 변경 안내

1.위원의 무궁한 발전을 기원합니다.

2.우리 기관에서는 일부 검사항목 중 검사정보의 변경이 있어 아래와 같이 안내 드리오니, 임상진료에 참고하시기 바랍니다.

- 아 래 -

◆ 검사정보변경

검사항목	변경사유	적용일
NTM Susceptibility KCL코드 1452	재위탁기관(CLSI 가이드라인 개정)에서 약제 추가	【적용일: 12월 31일 접수분】

\* 약제 목록

구분	약제명	추가 약제
Slowly Growth NTM	Clarithromycin, Amikacin, Moxifloxacin, Linezolid, <u>Streptomycin</u> , Ciprofloxacin, Doxycycline, <u>Clofazimine</u> , Trimethoprim-Sulfamethoxazole, <u>Minocycline</u> , Rifampicin, <u>Rifabutin</u> , Ethambutol	<b>Streptomycin</b> <b>Clofazimine</b> <b>Minocycline</b> <b>Rifabutin</b>
Rapidly Growth NTM	Clarithromycin, Amikacin, Moxifloxacin, Linezolid, <u>Streptomycin</u> , Ciprofloxacin, Doxycycline, <u>Clofazimine</u> , Trimethoprim-Sulfamethoxazole, Cefoxitin, Imipenem, <u>Meropenem</u> , Tobramycin, <u>Tigecycline</u>	<b>Streptomycin</b> <b>Clofazimine</b> <b>Meropenem</b> <b>Tigecycline</b>

◆ 검사정보 변경

검사항목	변경 전	변경 후	비 고
장내세균분석검사 KCL코드 5104	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 검사명: 장내세균분석검사</li> <li>• 보관 : 냉동</li> <li>• 검사방법: Real-time PCR</li> <li>• 검사일/소요일: 월~금 / 20일</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 검사명: 유투바이옴(U2Biome)</li> <li>• 보관 : 냉장</li> <li>• 검사방법: 차세대염기서열분석법(next generation-sequencing, NGS)</li> <li>• 검사일/소요일: 월~금 / 25일</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 재위탁기관에서 검사정보 변경</li> <li>• 12월 31일 접수분</li> </ul>

상기관련 문의는 02-559-2321 로 연락 주십시오. 끝.