

문서 번호: 한필검 22-06-01호

발행일자 : 2022.06.14

수 신: 병(의)원장

참 조: 진단검사의학과, 임상 각 과

제 목: 수탁중지 항목 안내

1.위원의 무궁한 발전을 기원합니다.

2.우리 기관에서는 일부 검사항목 중 검사정보 변경 및 수탁중지 항목이 있어 아래와 같이 안내 드리오니, 임상진료에 참고하시기 바랍니다.

- 아 래 -

◆ 검사정보 변경

검사항목	변경사유	변경 전	변경 후
Antithrombin III KCL코드 5171	시약 및 장비 변경 으로 인한 검사정보 변경	검체 : Sod.citrate plasma 0.5 mL 검사방법 : Colorimetry	검체 : Sod.citrate plasma 1.0 mL 검사방법 :Chromogenic assay 시행 : 2022년 6월 20일 접수분

◆ 수탁중지

검사항목	중지사유	적용일
Chromogranin A (CgA) KCL코드 4560	시약공급 중단으로 인한 수탁중지 ※ 대체검사 : Chromogranin A, serum (KCL코드 4573)	시행 : 2022년 6월 27일 접수분
Chromogranin A, serum (KCL코드 4573) - 검체 : Serum 0.5 mL - 보관 : 냉동 - 검사방법 : IFA (immunofluorescent assay) - 참고치(단위: ng/mL) : < 93 - 검사일/소요일 : 월, 목/14일 - 보험정보 : 국외검사 - 검사수가 : 528,310원 - 주의사항 :① 용혈 검체 부적합 ② 생년월일, 성별 기재		

상기관련 문의는 02-559-2321 로 연락 주십시오. 끝.